

Матеріал стільниці	Розміри, мм			Комплектація	Особливість	Артикул	Размери, мм			Артикул			
	Д	Г	В				Д	Г	В				
ламінат високого тиску	1500	600	750	відкритий	для роботи сидячи	01-12. 101	1200	600	750	51-12. 101			
			900		для роботи стоячи	01-12. 102			900	51-12. 102			
		750	750		для роботи сидячи	01-12. 103		750	750	51-12. 103			
			900		для роботи стоячи	01-12. 104			900	51-12. 104			
		600	900	тумби ЛДСП	для роботи сидячи	01-12. 111		600	900	51-12. 111			
				тумби СМ	для роботи стоячи	01-12. 117				51-12. 117			
		750	900	тумби ЛДСП	для роботи сидячи	01-12. 120		750	900	51-12. 120			
				тумби СМ	для роботи стоячи	01-12. 127				51-12. 127			
керамограніт 300x300	1500	600	750	відкритий	для роботи сидячи	01-12. 201	1200	600	750	51-12. 201			
			900		для роботи стоячи	01-12. 202			900	51-12. 202			
		750	750		для роботи сидячи	01-12. 203		750	750	51-12. 203			
			900		для роботи стоячи	01-12. 204			900	51-12. 204			
		600	900	тумби ЛДСП	для роботи стоячи	01-12. 211		600	900	51-12. 211			
				тумби СМ		01-12. 217				51-12. 217			
		750	900	тумби ЛДСП		01-12. 220		750	900	51-12. 220			
				тумби СМ		01-12. 227				51-12. 227			
		600	900	тумби СМ, мийка	р-на дюркон 300x200x200	01-12. 212		600	900	51-12. 212			
					поліпропілен р-на 400x400x300	01-12. 221				51-12. 221			
					р-на дюркон 450x368x280	01-12. 222				51-12. 222			
					поліпропілен р-на 490x390x290	01-12. 223				51-12. 223			
нержавіюча сталь AISI 304	1500	600	750	відкритий	для роботи сидячи	01-12. 301	1200	600	750	51-12. 301			
			900		для роботи стоячи	01-12. 302			900	51-12. 302			
		750	750		для роботи сидячи	01-12. 303		750	750	51-12. 303			
			900		для роботи стоячи	01-12. 304			900	51-12. 304			
		600	900	тумби ЛДСП	для роботи стоячи	01-12. 311		600	900	51-12. 311			
				тумби СМ		01-12. 317				51-12. 317			
		750	900	тумби ЛДСП		01-12. 320		750	900	51-12. 320			
				тумби СМ		01-12. 327				51-12. 327			
		600	900	тумби СМ, мийка	р-на нержавійка 500x400x300	01-12. 312		600	900	51-12. 312			
					р-на нержавійка 500x400x300	01-12. 321				51-12. 321			
		полімерний композит Durcon	1500	600	750	відкритий		для роботи сидячи	01-12. 401	1200	600	750	51-12. 401
					900			для роботи стоячи	01-12. 402			900	51-12. 402
750	750			для роботи сидячи	01-12. 403		750	750	51-12. 403				
	900			для роботи стоячи	01-12. 404			900	51-12. 404				
600	900			тумби ЛДСП	для роботи стоячи	01-12. 411	600	900	51-12. 411				
				тумби СМ		01-12. 417			51-12. 417				
750	900			тумби ЛДСП		01-12. 420	750	900	51-12. 420				
				тумби СМ		01-12. 427			51-12. 427				
Durcon з бортиком	1500	600	900	тумби СМ, мийка	р-на дюркон 300x200x200	01-12. 412	1200	600	900	51-12. 412			
					р-на дюркон 450x368x280	01-12. 422				51-12. 422			

Матеріал стільниці	Розміри, мм			Комплектація	Особливість	Артикул	Размери, мм			Артикул			
	Д	Г	В				Д	Г	В				
хімічно стійкий HPL пластик	1500	600	750	відкритий	для роботи сидячи	01-12. 501	1200	600	750	51-12. 501			
			900		для роботи стоячи	01-12. 502			900	51-12. 502			
			750		750	для роботи сидячи			01-12. 503	750	750	51-12. 503	
					900	для роботи стоячи			01-12. 504	900	51-12. 504		
		600	900	тумби ЛДСП	для роботи стоячи	01-12. 511		600	900	51-12. 511			
				тумби СМ		01-12. 517				51-12. 517			
		750	900	тумби ЛДСП		01-12. 520		750	900	51-12. 520			
				тумби СМ		01-12. 527				51-12. 527			
		750	900	тумби СМ, мийка	поліпропілен р-на 400x400x300	01-12. 521		750	900	51-12. 521			
					р-на дюркон 450x368x280	01-12. 522				51-12. 522			
					поліпропілен р-на 490x390x290	01-12. 523				51-12. 523			
		HPL пластик з бортиком	1500	600	750	відкритий		для роботи сидячи	01-12. 501Б	1200	600	750	51-12. 501Б
900	для роботи стоячи				01-12. 502Б		900	51-12. 502Б					
750	750				для роботи сидячи		01-12. 503Б	750	750			51-12. 503Б	
	900				для роботи стоячи		01-12. 504Б	900	51-12. 504Б				
600	900			тумби ЛДСП	для роботи стоячи	01-12. 511Б	600	900	51-12. 511Б				
				тумби СМ		01-12. 517Б			51-12. 517Б				
750	900			тумби ЛДСП		01-12. 520Б	750	900	51-12. 520Б				
				тумби СМ		01-12. 527Б			51-12. 527Б				
750	900			тумби СМ, мийка	поліпропілен р-на 400x400x300	01-12. 521Б	750	900	51-12. 521Б				
					р-на дюркон 450x368x280	01-12. 522Б			51-12. 522Б				
					поліпропілен р-на 490x390x290	01-12. 523Б			51-12. 523Б				
штучний кварцовий камінь	1500			600	750	відкритий	для роботи сидячи	01-12. 601	1200		600	750	51-12. 601
		900	для роботи стоячи		01-12. 602		900	51-12. 602					
		750	750		для роботи сидячи		01-12. 603	750		750		51-12. 603	
			900		для роботи стоячи		01-12. 604	900		51-12. 604			
		600	900	тумби ЛДСП	для роботи стоячи	01-12. 611	600	900		51-12. 611			
				тумби СМ		01-12. 617				51-12. 617			
		750	900	тумби ЛДСП		01-12. 620	750	900		51-12. 620			
				тумби СМ		01-12. 627				51-12. 627			
		750	900	тумби СМ, мийка	поліпропілен р-на 400x400x300	01-12. 621	750	900		51-12. 621			
					поліпропілен р-на 490x390x290	01-12. 623				51-12. 623			
		камінь з бортиком	1500	600	750	відкритий	для роботи сидячи	01-12. 601Б		1200	600	750	51-12. 601Б
					900		для роботи стоячи	01-12. 602Б				900	51-12. 602Б
750	750				для роботи сидячи		01-12. 603Б	750	750			51-12. 603Б	
	900				для роботи стоячи		01-12. 604Б	900	51-12. 604Б				
600	900			тумби ЛДСП	для роботи стоячи	01-12. 611Б	600	900	51-12. 611Б				
				тумби СМ		01-12. 617Б			51-12. 617Б				
750	900			тумби ЛДСП		01-12. 620Б	750	900	51-12. 620Б				
				тумби СМ		01-12. 627Б			51-12. 627Б				
750	900			тумби СМ, мийка	поліпропілен р-на 400x400x300	01-12. 621Б	750	900	51-12. 621Б				
					поліпропілен р-на 490x390x290	01-12. 623Б			51-12. 623Б				

Матеріал стілїниці	Розміри, мм			Комплектація	Особливість	Артикул	Размери, мм			Артикул
	Д	Г	В				Д	Г	В	
керамограніт 800x800	1500	600	750	відкритий	для роботи сидячи	01-12. 701	1200	600	750	51-12. 701
			900		для роботи стоячи	01-12. 702			900	51-12. 702
		750	750		для роботи сидячи	01-12. 703		750	750	51-12. 703
			900		для роботи стоячи	01-12. 704			900	51-12. 704
		600	900	тумби ЛДСП	для роботи стоячи	01-12. 711		600	900	51-12. 711
				тумби СМ		01-12. 717				51-12. 717
		750	900	тумби ЛДСП		01-12. 720		750	900	51-12. 720
				тумби СМ		01-12. 727				51-12. 727
	600	900	тумби СМ, мийка	р-на дюркон 300x200x200	01-12. 212	750	900	51-12. 212		
	750			поліпропілен р-на 400x400x300	01-12. 721			51-12. 721		
				р-на дюркон 450x368x280	01-12. 722			51-12. 722		
				поліпропілен р-на 490x390x290	01-12. 723			51-12. 723		