



# Професійні меблі для лабораторій, медичних установ, учбових закладів



# Шановні Клієнти і Партнери,



*Марія Єрастова,  
керівник меблевого напрямку*

Лабораторні меблі «ЕКСПЕРТ» - це команда професіоналів з більш ніж 20-річним досвідом роботи, яка завоювала довіру багатьох лабораторій в Україні та за її межами.

Відділ продажів завжди готовий допомогти Вам у проведенні замірів лабораторії та розробці проектів. Ми детально вивчаємо вимоги, враховуємо специфіку діяльності та виділених приміщень для створення ефективного оптимального рішення.

Незалежно від розміру та складності проекту, Експерт забезпечує професійне виготовлення, доставку та монтаж меблів. Наша команда виконує свою роботу з великою увагою до деталей та забезпечує високу якість усіх етапів процесу.

Ви можете завжди розраховувати на найкращий сервіс і бездоганне обслуговування з боку персоналу нашої Компанії.

Довірте свою лабораторію Експертам!

Ми не стоїмо на місці й постійно вдосконалюємося, пропонуючи нові рішення у виробництві лабораторних меблів.

Наша Компанія приділяє особливу увагу процесу виготовлення кожної моделі лабораторних меблів. Оптимальний баланс між естетичністю та функціональністю забезпечує тісне співробітництво між конструкторами та технологами.

Глибоке розуміння матеріалів, технічних процесів та виробничих методів з одного боку, оптимальні рішення та інноваційні ідеї – з іншого, призводять до синергії, що має на меті максимальну реалізацію очікувань і побажань Клієнта.

Завдяки цьому Ви отримуєте дійсно якісні та надійні лабораторні меблі, за якими зручно і безпечно працювати.

Виробництво лабораторних меблів - високотехнологічний та складний процес, який вимагає великої експертизи та концентрованої уваги.

Після ретельної підготовки проекту, ми переходимо до виробництва. Всі процеси виготовлення меблів здійснюються нашими висококваліфікованими фахівцями та проходять суворий контроль на всіх етапах. Кожна деталь перевіряється на відповідність стандартам якості та технічним вимогам.

Використання найкращих матеріалів, сучасного обладнання та передових технологій дозволяє нам створювати продукцію, яка буде служити Вам довгий час та залишатися бездоганною.

Ми завжди готові до співпраці і з радістю виготовимо меблі для Вашої лабораторії, які будуть відповідати найвищим міжнародним стандартам та Вашим унікальним потребам.



*Євгеній Букань  
керівник виробничого підрозділу*

## Власне виробництво

Виробництво лабораторних меблів ТМ «ЕКСПЕРТ» - повного циклу та найбільше в Україні. Виробничі майданчики підприємства розташовані в м. Черкаси.

На виробництві використовується сучасне технологічне обладнання з металообробки та фарбування.

## Надійність і якість

Вироби ТМ «ЕКСПЕРТ» випускаються серійно і відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 16371:2016; ДСТУ ГОСТ 19917:2016; ДСТУ ГОСТ 22046:2004. Що підтверджено Сертифікатом відповідності та Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Система менеджменту якості виробництва лабораторних меблів сертифікована згідно вимог міжнародних стандартів **ISO 9001:2015, ISO 14001:2015**.

Підтвердженням оригінальності є шильд «ЕКСПЕРТ» на виробі та паспорт зі штампом.

## Гарантії та сервіс

Запорукою нашого успішного розвитку є всебічне розуміння потреб клієнтів в оснащенні меблями лабораторій.

Ми управляємо проектом та беремо відповідальність за реалізацію, починаючи від концепції та дизайну, виробництва і закінчуючи доставкою та монтажем меблів у лабораторії Клієнта.

Гарантійний термін експлуатації лабораторних меблів складає 18 місяців. Ми також пропонуємо повний спектр послуг з гарантійного та післягарантійного обслуговування.

## Індивідуальні рішення

Гнучкий, індивідуальний підхід до кожного замовлення дозволяє нам створювати лабораторії, які максимально відповідають очікуванням замовника.

Наші продакт-спеціалісти працюють з Вами, щоб створити меблі, які ідеально підходять для Вашого робочого середовища та вирішують всі завдання зручності, безпеки та ефективності.

Нестандартні рішення, модернізація продукції та створення нових розробок під потреби Клієнта – це наш експертний підхід до облаштування лабораторій.



## Витяжні лабораторні шафи

Шафи виготовляються з металу з порошковим покриттям, в основі мають - сталевий каркас. Захисний підйомний екран виконується з безпечного скла Тріплекс. Система повітряних потоків - «Байпас». Стільниця робочої зони - хімічно стійка (6 варіантів матеріалів). Регульовані опори. Додаткова комплектація: підведення / злив води, вентилятор, капсула для зберігання реактивів. Можлива установка: монітора повітряного потоку, контролера, електропривода екрану, шибера з електроприводом, варіатора для управління вентилятором.



Назва	Суцільно-металева	Спеціальна	Кислотно-стійка	Шафа-стіл	Класична	Підлогова	Муфельна
Призначення	для роботи з розчинами різних кислот і лугів	для роботи з розчинами високої концентрації	для роботи при високих температурах	для роботи сидячи	для роботи з розчинами	для роботи з габаритним обладнанням	для роботи з муфельними печами
Особливість	Подвійні стінки внутрішньої зони	Внутрішня зона облицьована хімічно стійким пластиком	Скло-пластиковий купол в робочій зоні	Найменші габарити	Базова модель без особливостей	Зі штативною сіткою, кранами для газу, води	Спеціалізована
Підйом екрану	до 800 мм	до 800 мм	до 650 мм	до 500 мм	до 700 мм	до 1700 мм	без екрану
Патрубок	Ø250 мм	Ø250 мм	Ø250 мм	Ø200 мм	Ø250 мм	Ø250 мм	Ø250 мм
Розетки	4 шт, бокові панелі	4 шт, бокові панелі	4 шт, бокові панелі	3 шт, бокова панель	3 шт, нижня панель	3 шт, бокова панель	2 шт під стільницею
Довжина, мм	1200 / 1500 / 1800	1200 / 1500 / 1800	1200 / 1500 / 1800	900 / 1200 / 1500	1200 / 1500 / 1800	1500	900 / 1200 / 1500 / 1800
Глибина, мм	850 / 1000	850 / 1000	850 / 1000	750	800	900	750
Висота, мм	2100 / 2400	2100 / 2400	2400	1855 / 2100	2200	2400	1920
<b>Додаткова комплектація:</b>							
Кран для води + злив	зовнішнє регулювання	зовнішнє регулювання	зовнішнє регулювання	настільний кран	настільний кран	зовнішнє регулювання	ні
Капсула для реактивів	так	так	так	ні	так	ні	ні
Вентилятор	битовий	битовий	вибухобезпечний	битовий	битовий	битовий	битовий

## Шафи лабораторні для зберігання

Шафи виготовляються з листової сталі, пофарбованої епоксидно-поліефірною порошковою фарбою сірого кольору. Шафи для одягу та посуду можуть бути виконані з ламінованої ДСП. Передбачені регульовані ніжки для компенсації нерівностей підлоги. Полиці в шафах регулюються по висоті.



Назва	для реактивів	для кислот	для ЛЗР	для посуду	для балонів	для одягу	Стелажі
Модифікація	2-х та 4-х дверний верх скло / метал	капсули з поліпропілену / металу / HPL-пластику	шафа / тумба	2-х та 4-х дверний верх скло / метал	для приміщення / для вулиці	з відкидною лавкою та без лавки	зварний каркас / розбірний каркас
Матеріал виготовлення	листовая сталь	листовая сталь	листовая сталь	листовая сталь / ламінована ДСП	листовая сталь	листовая сталь	листовая сталь / оцинкована сталь
Замок	2 шт	2 ригельні	1 клавійний	2 шт	1 шт	петлі	-
Патрубок	так	так	так	ні	так	так	-
Довжина, мм	600 / 900	600	600	600 / 900	600 / 900	625 / 925	900 / 1200 / 1500 / 1800
Глибина, мм	600	600	600	600	600	625	750
Висота, мм	1920	1920	1920 / 706	1920	1920	2050	1920

## Столи лабораторні

Лабораторні столи складаються з металевого міцного каркасу з порошковим покриттям та хімічно-стійкої стільниці - 7 варіантів матеріалів робочої поверхні на вибір. Можуть комплектуватися підвісними тумбами та/або сервісними надбудовами (див. наступну сторінку). Додатково на стільницю може бути встановлений електричний блок.



Назва	Пристінний	Посилений	Острівний	Пристапний	Кутовий	Сервісний	Пересувний
Модифікація	з екранами / без екранів	з екранами / без екранів	з екранами / без екранів	з екранами / без екранів	з екранами / без екранів	з ручкою	розбірний-каркас / зварний-каркас
Тумби підвісні	металеві / ЛДСП повністю / частково / без тумб	металеві / ЛДСП повністю / частково / без тумб	металеві / ЛДСП повністю / частково / без тумб	металеві / ЛДСП повністю / без тумб	без тумб	без тумб	без тумб
Довжина, мм	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800	900 / 1200 / 1500 / 1800	1200 / 1500	600x600, 750x750, 900x900, 1200x1200	500x500, 900x600	900 / 1200
Глибина, мм	600 / 750	600 / 750	1200 / 1500	600 / 750	750 / 900	750	600
Висота, мм	750 / 900	750 / 900	750 / 900	750 / 900	750 / 900	750	750 / 900



Назва	Стіл-мийка	Стіл-мийка	Торцевий з мийкою	Ваговий стіл	Ваговий стіл в столі	Для приладів	8-гранний острівний
Модифікація	1 раковина	2 раковини	1 раковина	баласт ЛДСП / метал	каркасний	з екранами / без екранів	з надбудовою з розетками
Тумби підвісні	металева	металева	металева	без тумб	без тумб	з розетками / без розеток	з розетками
Довжина, мм	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800	1200 / 1500	1200 / 1500	750 / 900	630	1200 / 1500	1500
Глибина, мм	600 / 750	600 / 750	600 / 750	750 / 600	430	600 / 750	1500
Висота, мм	900	900	900	750 / 900	750 / 900	900 (1050)	750 / 900 (1470 / 1620)

## Хімічно стійкі стільниці



Назва	Ламінат високого тиску (ЛВТ)	Керамограніт 300x300 мм, матова	Нержавіюча сталь AISI-304	Полімерний композит Durcon	HPL-пластик spc Durcon	Штучний кварцовий камінь	Керамограніт 800x800 мм, глянцева
Товщина	16	26	19	19	16	20	28
Борттик	кромка	нержавіюча сталь	нержавіюча сталь	додатково полімерний	додатково полімерний	додатково полімерний	нержавіюча сталь
Термостійкість до 300°	ні	так	ні	ні	до 200°	так	так
Вологостійкість	ні	так	так	так	так	так	так
Механічна стійкість	ні	так	так	так	ні	так	так
Не стійка до	хімічних неорганічних сполук	плавикової кислоти	соляної, сірчаної кислот	-	-	плавикової кислоти	плавикової кислоти

## Надбудови на столи лабораторні

Сервісні надбудови на столи лабораторні в основі мають розбірну металеву конструкцію.

Варіанти виконання: полиці або шафа, пристінний або острівний варіант, з розетками або без розеток.

Надтавки титрувальні укомплектовані екраном з підсвідкою, тримачами для бюретонок, розетками. Можуть бути виконані в комбінованому варіанті - титрувальна з сервісною.

Столи мийки рекомендуємо комплектувати сушкою для лабораторного посуду та полицю під дистиллятор.



Назва	Сервісна пристінна	Сервісна острівна	Сервісна з шафою	Титрувальна пристінна	Титрувальна острівна	Сушка для посуду		Полиця під дистиллятор	
						на стіл	на стіну	на стіл	на стіну
Для столів	пристінних, посилених	острівних	пристінних, посилених, острівних	пристінних, посилених	острівних	мийок		мийок	
Модифікація	з розетками / без розеток	з розетками	з розетками / без дверей скло / відкрита	з розетками суцільна / комбінована	з розетками суцільна / комбінована	18 / 22 / 26 опор			
Матеріал полиць	ЛДСП / ЛВТ / пластик	ЛДСП / ЛВТ / пластик	ЛДСП / метал	ЛВТ / пластик	ЛВТ / пластик	склопластик		ЛВТ / пластик	
Довжина, мм	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800	900 / 1200 / 1500 / 1800	900 / 1200 / 1500	900 / 1200 / 1500	900 / 1200 / 1500	600		400 / 600	
Глибина, мм	240	480	350 / 480 (о)	300	480	190	180	400	
Висота, мм	900	900	900	300	900	990	550	500	300

## Тумби підвісні та підкатні лабораторні

Тумби підвісні та мобільні з металу або ламінованої ДСП в різних модифікаціях для комплектації столів лабораторних.



Назва	Підвісна двері / шухляди	Підвісна комбінована	Підвісна двосекційна	Мобільна двері / шухляди	Мобільна комбінована	Мобільна подвійна	Шухляда підвісна
Матеріал	ЛДСП / метал	ЛДСП / метал	ЛДСП / метал	ЛДСП / метал	ЛДСП / метал	ЛДСП / метал	ЛДСП / метал
Замок	ні	ні	ні	так	так	так	ні
Довжина, мм	(500) / 600 / 900 / 1200	600 / 900 / 1200 / 1500	1200 / 1500	450 / 600	450 / 600	900	500 / 600 / 900
Глибина, мм	520 / 370	520 / 370	520 / 370	520	520	520	520 / 370
Висота, мм	(510) / 670	670	670	620 / 780	620 / 780	620 / 780	194

## Стільці, табурети лабораторні

Матеріали сидіння витримують обробку дезінфікуючими засобами.

Стільці на шарнірах призначені для роботи за високими столами, укомплектовані підставкою для ніг.



Назва	Стілець LK Special	Стілець Ergowork Pro	Табурет Polo	Табурет Expert	Стілець Regal	Стілець TF IV LUX	Стілець Prestige
Сидіння	поліуретан	поліуретан	цільнолітій поліуретан	ламінат високого тиску	шкірозамінник	шкірозамінник	шкірозамінник
Колір	чорний	сірий	чорний, синій, зелений	сірий	чорний	білий	чорний
Опори	ролики / шарніри	ролики / шарніри	ролики / шарніри	ніжки	шарніри	ролики	ролики
Регулювання	газ-ліфт	газ-ліфт	газ-ліфт	без регулювання	газ-ліфт	газ-ліфт	газ-ліфт
База	чорна	хромована	чорна	металева, сіра	чорна	хромована	чорна

## Офісні лабораторні меблі

Окрім приміщень лабораторії, спеціальними меблями можуть бути облаштовані робочі кімнати, лаборантські, кімнати відпочинку, тощо.

Колір ламінованої ДСП, матеріалу тканини може бути змінений за потребою. Ваш продакт-спеціаліст запропонує варіанти. Металеві деталі в лабораторних меблях теж можуть бути пофарбовані у Ваші корпоративні кольори згідно розкладки RAL.



Назва	Прямий	Прямий з 2-ма тумбами	Кутовий	Приставний	Комп'ютерний	Стіл-тумба	Тумба стаціонарна
Модифікація	лівосторонній / правосторонній / без тумб	дві тумби	лівосторонній / правосторонній / з двома тумбами	торцевий / лицьовий	стаціонарний / мобільний	лівосторонній / правосторонній	подвійна / одинарна
Тумба	двері / шухляди / комбінована	шухляди та двері	двері / шухляди / комбінована	без тумб	без тумб	двері / шухляди / комбінована	двері / шухляди / комбінована
Стільниця	ЛДСП 25 мм / ЛВТ 16 мм	ЛДСП 25 мм / ЛВТ 16 мм	ЛДСП 25 мм / ЛВТ 16 мм	ЛДСП 25 мм	ЛДСП 25 мм	ЛДСП 25 мм / ЛВТ 16 мм	ЛДСП 25 мм / ЛВТ 16 мм
Замок	на дверях / на верхній шухляді	на дверях / на верхній шухляді	на дверях / на верхній шухляді	ні	ні	на дверях / на верхній шухляді	на дверях / на верхній шухляді
Довжина, мм	1200 / 1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800	600 / 1200	1100	800	400 / 800
Глибина, мм	600	600	1400	600 / 1200 (Д-600)	600	600	600
Висота, мм	750	750	750	750	750	750	750



Назва	Шафа для документів відкрита	Шафа для документів закрита	Шафа гардеробна	Антресоль	Шафа настінна	Стелаж для документів	Стелаж кутовий приставний
Модифікація	2 двері внизу	4 двері	2 двері	2 двері	2 двері / відкритий	відкритий	відкритий
Матеріал дверей	ЛДСП	верх скло / ЛДСП	ЛДСП	ЛДСП	скло / ЛДСП	-	-
Замок	так	так	так	ні	ні	ні	ні
Довжина, мм	600 / 800 / 900	600 / 800 / 900	600 / 800	600 / 800 / 900	600 / 800 / 900 / 1200	600	400
Глибина, мм	400 / 600	400 / 600	400 / 600	400 / 600	360	400 / 600	400
Висота, мм	1920	1920	1920	630	360 / 730	1920	1920



Назва	Диван	Столик журнальний	Тумба для 9 бутлів	Підставка під монітор	Тумба під системний блок	Крісло керівника	Стілець ISO
Матеріал	Каркас - метал, сидіння - м'яке, тканина	Каркас - метал, стільниця - ЛДСП, 38 мм	Корпус - метал, стільниця - ЛВТ, фасади - ЛДСП	Ламінована ДСП	Ламінована ДСП	Сидіння - шкірозамінник	Сидіння - шкірозамінник
Довжина, мм	1620	1000	965	450	260	540 (640)	545
Глибина, мм	800	550	600	450	450	480	600
Висота, мм	775	535	980	100	140	1175 - 1285	810

## Медичні меблі для палат

Спеціальні меблі для облаштування лікарняних палат.  
Ліжка медичні, тумби та столи приліжкові, столи палатні, штативи, тощо.  
Дитячі ліжка, ліжка для новонароджених, сповивальні столики.



Медичні меблі

Ліжка медичні



Назва	Ліжко КС1	Ліжко КС2	Ліжко КС3	Функціональне	Реанімаційне	Травматологічне
Модифікація	Односекційне	Двосекційне, механічне	Трисекційне, механічне	Трисекційн, електричне	Трисекційне, повна комплектація	Трисекційне з рамою Балканського
Виконання	Стационарне / мобільне	Стационарне / мобільне	Стационарне / мобільне	Стационарне / мобільне	Мобільне	Мобільне
Каркас	метал	метал	метал	метал	метал	метал, рама - нержавіюча сталь
Ламелі	метал	метал	метал	метал	метал	метал
Бильця	ЛДСП або пластик	ЛДСП або пластик	ЛДСП або пластик	ЛДСП або пластик	пластик + нержавіюча сталь, пластик	нержавіюча сталь
ДхГхВ, мм	2100 x 920 x 900, 2100 x 1000 x 900 (м)	2100 x 920 x 900, 2100 x 1000 x 900 (м)	2100 x 920 x 900, 2100 x 1000 x 900 (м)	2100 x 920 x 900, 2100 x 1000 x 900 (м)	2100 x 1000 x 900	2100 x 910 x 2015

Ліжка дитячі



Назва	Ліжко дитяче	Ліжко дитяче	Ліжко дитяче	Ліжко для новонароджених	Столик сповивальний	Столик сповивальний
Модифікація	Односекційне	Двосекційне	Трисекційне	Кювета	з шухлядою / без шухляди / з тумбою	з шухлядою / без шухляди / з тумбою
Виконання	Мобільне	Мобільне	Мобільне	Мобільне	Стационарний	Стационарний
Регулювання	за висотою та кутом нахилу	за висотою та кутом нахилу	за висотою та кутом нахилу	за нахилом кювети	-	-
Каркас	метал	метал	метал	метал	алюмінієвий профіль	-
Ложе	металеві ламелі	металеві ламелі	металеві ламелі	пластик	шкірозамінник	шкірозамінник
Корпус	метал	метал	метал	-	ламінована ДСП	Ламінована ДСП
ДхГхВ, мм	1350 (1530) x 655 (840) x 1480	1350 (1530) x 655 (840) x 1480	1350 (1530) x 655 (840) x 1480	745 x 445 x 960	850 x 700 x 850	850 x 700 x 850

Приліжкові меблі



Назва	Тумба приліжкова	Тумба зі столиком	Тумба двостороння	Столик приліжковий	Стіл палатний	Стіл палатний
Модифікація	3 шухлядою / без шухляди	3 шухлядою / без шухляди	3 шухлядою	Розкладний	Прямокутний, квадратний	Прямокутний, квадратний
Каркас	метал	метал	метал	метал	хромовані ніжки	метал
Корпус	метал	метал	метал, фасади - НРЛ пластик	-	-	-
Стільниця	ламінат високого тиску	ламінат високого тиску	НРЛ пластик	ламінат високого тиску	ЛДСП, ЛВТ, пластик	ЛДСП, ЛВТ, пластик
ДхГхВ, мм	430 x 400 x 810	725 (1010) x 400 x 810 (900)	480 x 420 x 880	680 x 400 x 890 (1275)	1200 x 600 x 750, 900 x 600 x 750, 900 x 900 x 750	1200 x 700 x 760, 800 x 800 x 760

## Додаткова комплектація до ліжок

Додаткова комплектація до ліжок: бокові огороження, штативи для тривалих вливань, універсальний тримач, матрац, шина Беллера.



Медичні меблі

Додаткова комплектація



Назва	Бокові огороження	Бокові огороження	Штатив для інфузій	Універсальний тримач	Матрац	Шина Беллера
Призначення	Для ліжок	Для ліжок, каталок	Для ліжок, каталок	Для ліжок	Для ліжок, каталок, дитячих ліжок	Для ліжка травматологічного
Виконання	Складані	На гвинтовому кріпленні	На гвинтовому кріпленні	На гвинтовому кріпленні	3 водонепроникним чохлом	3 гирями
Матеріал	метал	метал	метал / нержавіюча сталь	метал	Монолітна піна Orgofoam	нержавіюча сталь
ДхГхВ, мм	1580 x 550 x 80	1420 x 230 (390) x 100	300 x 300 x 900(1500), 300 x 300 x 1100	2100x920x900	2100x1000x900	2100x910x2015

## Кабінетні медичні меблі

Меблі для кабінетів лікаря, ординаторських, сестринських.  
Робочі столи, тумби, шафи для одягу, для документів, інвентарю, тощо.

Столи, тумби для лікаря



Назва	Стіл для лікаря з 1 тумбою	Стіл для лікаря з 2 тумбами	Стіл для лікаря без тумб	Тумба стаціонарна	Тумба мобільна	Тумба мобільна подвійна
Тумба	двері / шухляди / комбінована	шухляди та комбінована	без тумб	двері / шухляди / комбінована	двері / шухляди / комбінована	двері / комбінована
Корпус	ЛДСП в профілі з алюмінію / ЛДСП	ЛДСП в профілі з алюмінію / ЛДСП	ЛДСП в профілі з алюмінію / ЛДСП	ЛДСП в профілі з алюмінію / ЛДСП	ЛДСП в профілі з алюмінію / ЛДСП	ЛДСП в профілі з алюмінію / ЛДСП
Стільниця	ЛДСП, ламінат	ЛДСП, ламінат	ЛДСП, ламінат	ЛДСП, ламінат	ЛДСП, ламінат	ЛДСП, ламінат
Замок	1 / 2	3	-	1 / 2	1 / 2	2 / 4
Опори	регульовані	регульовані	регульовані	регульовані	ролики зі стопором	ролики зі стопором
ДхГхВ, мм	1200 x 600 x 750, 1500 x 600 x 750	1500 x 600 x 750	1200 x 600 x 750, 1500 x 600 x 750	450 x 600 x 750, 400 x 500 x 750 (б/п)	400 x 500 x 700, 600 x 500 x 700	900 x 500 x 700

Шафи медичні



Назва	Шафа для ліків та інструментів	Шафа для ендоскопів	Шафа для документів	Шафа картотечна	Шафа для одягу	Шафа для інвентарю
Модифікація	Одно- та двостулкова	Одностулкова, електрична	Одно- та двостулкова	Одно- та двостулкова	Одно- та двостулкова	Одно- та двостулкова
Комплектація	2 регульовані полиці в верхній частині, 1 - в нижній, замки	бактерицидні лампи, кріплення для ендоскопів, таймер, замок	2 регульовані полиці в верхній частині, 1 - в нижній, замки	4 / 8 шухляд для А4 або А5	полиці для головних уборів, взуття, штанга, замки	полиці, відділення для швабр, замок
Корпус	метал	метал	ЛДСП / ЛДСП в профілі / скло в профілі	ЛДСП в профілі / ЛДСП	метал / ЛДСП / ЛДСП в профілі / нержавіюча сталь	метал / ЛДСП / ЛДСП в профілі
Двері	скло в металевій рамці / метал	скло в металевій рамці	ЛДСП / скло	фасади шухляд - ЛДСП	метал / ЛДСП	метал / ЛДСП
ДхГхВ, мм	450 x 400 x 1800, 900 x 400 x 1800	450 x 450 x 1800, 700 x 600 x 2400	475 x 400/ 600 x 1800, 900 x 400/ 600 x 1800	450 x 500 x 1530, 900 x 500 x 1530	475/ 450 x 550 x 1800, 900 x 550 x 1800, 400x500x2000 (нерж)	490x260x220, 490x475x390

## Меблі для процедурних кабінетів

Спеціальні меблі для облаштування маніпуляційних кабінетів, перев'язувальних, тощо. Столики медичні, кушетки, підставки, крісла для забору крові, столи для перев'язки та інше.



Медичні меблі

Кушетки, каталки



Назва	Кушетка оглядова	Кушетка гінекологічна	Кушетка фізіотерапевтична	Каталка з м'яким ложем	Каталка з регулюванням	Каталка зі знімним ложем
Регулювання	Регульований підголовник	Регульований підголовник	Регульований підголовник	Регульований підголовник	По висоті механічне / гідравлічне	Регульований підголовник
Комплектація	Стационарне / мобільне	Стационарне / мобільне	Стационарне / мобільне	Стационарне / мобільне	Мобільне	Мобільне
Каркас	метал	метал	дерево	метал	метал	метал, рама - нержавіюча сталь
Ложе	шкірозамінник	шкірозамінник	шкірозамінник	шкірозамінник	шкірозамінник	метал / нержавіюча сталь
Комплектація	тумба / тримач для рушників / без	підколінні опори, гінекологічний таз	-	колеса зі стопором	колеса зі стопором	колеса зі стопором
ДхГхВ, мм	1980 x 600 x 500	1980 (2055) x 600 x 500	1980 x 600 x 700, 1980 x 600 x 500	2175 x 695 x 850	2175 x 695 x 550-850	2240 x 690 x 860

Столики медичні



Назва	Асистентський	Інструментальний	Маніпуляційний	Маніпуляційний	Маніпуляційний	Анестезіолога
Модифікація	Три шухляди	Дві полиці	Одна шухляда, полиця з бортиком	Дві шухляди, полиця з бортиком	Чотири шухляди	«Гусак» з регулюванням по висоті механіка / гідравліка
Каркас	метал	метал / нержавіюча сталь	метал / нержавіюча сталь	метал / нержавіюча сталь	метал / нержавіюча сталь	нержавіюча сталь / метал
Стільниця	нержавіюча сталь / ламінат / пластик / метал	нержавіюча сталь / метал	нержавіюча сталь / метал	нержавіюча сталь / метал	нержавіюча сталь / метал	нержавіюча сталь, знімна
Полиця	-	нержавіюча сталь / метал / скло	нержавіюча сталь / метал / скло	нержавіюча сталь / метал / скло	-	-
Шухляди, корпус	ЛДСП в профілі з алюмінію / метал	-	нержавіюча сталь / метал	нержавіюча сталь / метал	нержавіюча сталь / метал	-
ДхГхВ, мм	500 x 500 x 770	720 x 430 x 800 (880)	720 x 430 x 800 (880)	720 x 430 x 800 (880)	720 x 430 x 800 (880)	700 x 500 x 900 (1300)

Підставки, ширми



Назва	Штатив для інфузій	Підставка під таз	Підставка під тази	Підставка під бікси	Ширма	Східці
Модифікація	Пересувний	Один таз	Два тази	Для стерильного посуду	одинарна / подвійна / потрійна	одна сходинка / дві сходинки
Комплектація	два підвіси, два гачки для систем	таз з нержавіючої сталі	два тази з нержавіючої сталі	важільний механізм з педаллю, затискачі для бікса	медична тканина	протиковзкий майданчик
Каркас	метал / нержавіюча сталь	метал / нержавіюча сталь	метал / нержавіюча сталь	метал / нержавіюча сталь	метал	метал / нержавіюча сталь
ДхГхВ, мм	550 x 550 x 1200-2000	550 x 550 x 900-1300	654 x 550 x 900-1300	535 x 535 x 1520	750 x 400 x 1705, 1500 x 400 x 1705, 2250 x 400 x 1705	490 x 260 x 220, 490 x 475 x 390

## Медичні крісла спеціальні

Крісла, стільці, банкетки медичні напів'які на металевому каркасі, обтянуті медичним шкірозамінником бежевого кольору (колір може бути змінений за потребою).



Медичні меблі

Крісла медичні



Назва	Крісло гінекологічне	Крісло діалізне	Крісло сорбційне	Стілець	Столик	Банкетка
Модифікація	Трисекційне	З поворотом на 360°	Розкладне	Для забору крові	Для забору крові	Для сидіння
Комплектація	підколінні опори з поліуретану, лоток гінекологічний, сходинка відкидна	регульовані підлокітники з поліуретану	регульовані підлокітники зі шкірозамінника або поліуретану	регульовані підлокітники зі шкірозамінника	регульований в двох площинах	зі спинкою / без спинки
ДхГхВ, мм	1460 (Д) x 600 (Г)	1200 x 475 (695) x 1280	1270 x 600 (820) x 1280	630 x 600 x 870	590 x 550 x 700 - 900	1200/ 1500 x 520 x 850, 1200/ 1500 x 360 x 450

## Інші медичні меблі

Підставки під обладнання, візки медичні, негатоскопи, мийки медичні, аптечки, ростоміри

Підставки та візки медичні



Назва	Підставка під апаратуру	Столик для ЕКГ	Стійка для ендоскопів	Візок для білизни	Візок для медичних відходів	Візок сервісний
Модифікація	Мобільна, пересувна	Мобільний, на 5-ти променевій основі	На колесах	з мішком / з бортами високими / з бортами низькими	на 1 мішок / на 2 мішки	вантажний / сервісний
Комплектація	Три полиці, ролики зі стопором	Корзина з нержавіючої сталі, колеса зі стопором	4 полиці, кріплення під ендоскопи, під монітор, колеса зі стопором	колеса зі стопором, ручки	кришка, колеса зі стопором	колеса зі стопором, ручка / ручки
Матеріал	каркас - алюмінієвий профіль, полиці - ЛВТ, ЛДСП, пластик, скло	каркас - метал, стільниця - нержавіюча сталь	метал	метал	метал	метал / нержавіюча сталь
ДхГхВ, мм	510 x 560 x 830	500 x 500 x 750 - 1100	565 x 650 x 1470	1100 x 600 x 980	500 x 620 x 1000, 900 x 620 x 1000	1100 x 600 x 980, 800 x 500 x 880 (нерж)

Інші меблі



Назва	Негатоскоп	Аптечка	Ростомір для новонароджених	Ростомір	Стіл-мийка	Мийка підвісна
Модифікація	1- / 2- / 3- / 4- кадровий	двері скло або метал	настільний	підлоговий	одинарна / подвійна	одинарна / подвійна
Комплектація	світлодіодна підсвітка, матовий екран, ніжки, кріплення, регулятор яскравості	полиці, замок, червоний хрест	рухомий упор, лінійка	рухомий рівень, розмітка	1 / 2 одноричажний змішувач, 1 / 2 раковини	1 / 2 одноричажний змішувач, 1 раковина
Матеріал	метал	метал	ЛДСП	метал	нержавіюча сталь	нержавіюча сталь
ДхГхВ, мм	400 / 800 / 1200 / 1500 x 45 (220) x 485 (520)	300x180x400	460x900x115	450x400x2210	700 x 600 x 850, 1400 x 600 x 850	600 x 550 x 1100, 1200 x 550 x 1100

## Меблі для демонстрації дослідів

Надійні лабораторні столи та шафи демонстраційні, меблі для облаштування лаборантських кімнат в школах та інших навчальних закладах.



Демонстраційні столи



Назва	Демонстраційний стіл хімічний, тип 1	Демонстраційний стіл хімічний, тип 2	Демонстраційний стіл фізичний, тип 1	Демонстраційний стіл фізичний, тип 2
Каркас і корпус	метал	метал	метал	метал
Стільниця	керамогранітна плитка	керамогранітна плитка	хімічно стійкий HPL пластик	хімічно стійкий HPL пластик
Тумби	1 шухляда, 2 висувні тумби внизу	1 шухляда	2 тумби, 3 шухляди, 2 висувні тумби внизу	3 шухляди
Розетки	2 розетки + диф.автомат в закритій панелі	2 розетки + диф.автомат в закритій панелі	2 розетки + диф.автомат в закритій панелі	2 розетки + диф.автомат в закритій панелі
Замок	3 шт	1 шт	5 шт	1 шт
ДхГхВ, мм	1200 x 750 x 900	1200 x 750 x 900	2400 x 750 x 900	2400 x 750 x 900

Шафи витяжні, столи мийки



Назва	Витяжна шафа демонстраційна, тип 1	Витяжна шафа демонстраційна, тип 2	Стіл острівний демонстраційний	Шафа для навчальних посібників
Каркас і корпус	метал, безпечне скло	метал, безпечне скло	метал	метал
Стільниця	керамогранітна плитка	керамогранітна плитка	полімерний композит Durcon	хімічно стійкий HPL пластик
Комплектація	1 шухляда, 1 підйомний екран, скло з 4-х сторін, патрубков	3 тумби, 1 підйомний екран, скло з 2-х сторін, патрубков	2 газових крани	тумба
Розетки	2 розетки + диф.автомат в закритій панелі	3 розетки + диф.автомат	2 розетки	-
Вода	злив і кран холодної води	злив і кран холодної води	раковина, 2 крани холодної води	раковина, лабораторний змішувач
Замок	1 шт	3 шт	-	-
ДхГхВ, мм	1050 x 650 x 2070	1500 x 900 x 2400	1500 x 1500 x 900	600 x 600 x 900

Шафи для зберігання



Назва	Шафа для приладів	Шафа для приладів	Шафа для навчальних посібників	Стілець учнівський
Матеріал	метал	метал, скло в металевій рамі	метал	каркас - метал, сидіння - фанера
Комплектація	4 двері, 3 полиці	4 двері, 3 полиці	2 двері, 4 шухляди	
Замок	2 шт	3 шт	1 шт	
ДхГхВ, мм	900 x 400 x 1920	900 x 400 x 1920	900 x 600 x 1920	

## Меблі учнівські

Лабораторні меблі для облаштування кабінетів хімії, фізики, біології. Столи викладача, спеціальні учнівські столи та парти.



Столи для викладача



Назва	Стіл для викладача з надбудовою	Стіл для викладача з розетками	Стіл лабораторний	Стіл лабораторний з мийкою
Каркас і корпус	метал	метал	метал	метал
Стільниця	ламінат високого тиску	ламінат високого тиску	ламінат високого тиску	хімічно стійкий HPL пластик
Тумби	1 тумба	3 шухляди	1 шухляда	2 тумби, 2 шухляди
Розетки	-	3 розетки + диф.автомат	2 розетки + диф.автомат в закритій панелі	4 розетки + диф.автомат
Вода	-	-	-	лабораторна раковина, 2 крани холодної води
Замок	1 шт	1 шт	1 шт	4 шт
ДхГхВ, мм	1200 x 750 x 750 (900)	1500 x 750 x 750	1200 x 750 x 900	2100 x 750 x 900

Столи учнівські



Назва	Стіл учнівський біологічний	Стіл учнівський фізичний, тип 1	Стіл учнівський фізичний, тип 2	Стіл учнівський хімічний
Каркас і корпус	метал	метал	метал	метал
Стільниця	ламінат високого тиску	ламінат високого тиску	хімічно стійкий HPL пластик	хімічно стійкий HPL пластик
Комплектація	гачки для рюкзаків, сумок	надбудова, гачки для рюкзаків	гачки для рюкзаків, сумок	гачки для рюкзаків, сумок
Розетки	без розеток / 2 розетки (в кожній нозі по 1)	2 розетки + диф.автомат / без розеток	4 розетки + диф.автомат в тумбі	4 розетки + диф.автомат в тумбі
Вода	-	-	-	лабораторна раковина, 2 крани
ДхГхВ, мм	1200 x 600 x 760	1200 x 600 x 900	1500 x 750 x 760	1500 x 750 x 760

Парти шкільні



Назва	Парта одномісна	Парта двомісна	Парта кутова	Парта трапецієподібна
Каркас	метал	метал	метал	метал
Стільниця	ламінат високого тиску	хімічно стійкий HPL пластик	хімічно стійкий HPL пластик	ламінат високого тиску
Виконання	полиця для підручників, гачки для сумок	полиця для підручників, гачки для сумок	допоміжний елемент до парти або столу учнівського	штабельована
ДхГхВ, мм	1200 x 750 x 750 (900)	1500 x 750 x 750	1200 x 750 x 900	2100 x 750 x 900

## Індивідуальні розробки

Всі меблі можуть бути модифіковані згідно з Вашими побажаннями. Заміна матеріалу стільниць, комплектації, габаритів за запитом. Розробка нових моделей.

## Складські меблі

Металеві складські меблі Експерт мають надійну конструкцію та поліпшують якість роботи персоналу на складі. Столи комплектувальника розроблені таким чином, що підлаштовуються під робоче місце працівника. Всі моделі зроблені з якісної сталі, покритої порошковою полімерною фарбою.

Столи для пакування, стелажі для шин



Назва	Стіл комплектувальника пристінний	Стіл комплектувальника острівний	Стелаж для шин	Візок для шин
Модифікація	лівий / правий	лівий + правий	односекційний / двосекційний	метал
Каркас	метал	метал	метал	метал
Стільниця	ламінат високого тиску	ламінат високого тиску	-	-
Комплектація	перфорований екран, роздільники, висувна шухляда, панель розеток, місце під системний блок, тримачі для монітора, сканера, ролонів		3 поверхи	два поверхи, дві ручки
Опори	регульовані	регульовані	ніжки	4 колеса
ДхГхВ, мм	1600 x 900 x 1650 / 1800	1600 x 1800 x 1650 / 1800	2300 / 4600 x 400 x 2300	1500 x 400 x 1400

Візки для балонів, вантажні візки



Назва	Візок для балона	Візок вантажний	Візок платформний з бортами	Візок для довгих вантажів
Модифікація	одна труба / дві труби	з бортами / без бортів	з двома ручками	з додатковою платформою
Каркас і платформа	метал	метал	метал	метал
Комплектація	ручка, ланцюжок для фіксації балону	1 ручка	2 ручки, високі борти	борти, приставка, ручка
Опори	2 колеса	4 колеса	4 колеса	4 колеса
ДхГхВ, мм	510 x 350 x 1460, 510 x 400 x 1500	1150 x 630 x 1025	1300 x 630 x 1025	2000 x 450 x 930

Контейнер, палети, сходи



Назва	Контейнер сітчастий на колесах	Палети металеві	Огородження для палет	Сходи приставні
Модифікація	з відкидним бортом	суцільнометалевий майданчик, з металевих ламелей або труб	збірно-розбірні	4 сходи
Каркас і платформа	метал	метал	метал	метал
Комплектація	кришка, сітчасті борти, 4 колеса	чотиризахідна конструкція	сітчасті борти	рифлені сходи, поручень, регульовані опори
ДхГхВ, мм	1200 x 760 x 1126	1200 x 800 x 145	1200 x 800 x 600	800 x 1200 x 720 (1520)

## Меблі для бомбосховищ

Спеціалізуючись на виробництві лабораторних меблів, Експерт добре знається на виготовленні металевих конструкцій. На потреби сьогодення Експерт розробив та пропонує меблі для захисних споруд: нари дво- і чотирьох місні, розкладні столи, шафи для протигазів та інших засобів індивідуального захисту.

Нари, шафа для ЗІЗ, стіл розкладний



Назва	Нари двомісні	Нари чотиримісні	Столик розкладний	Шафа для ЗІЗ
Модифікація	двоюрусні, з фіксацією до підлоги	двоюрусні, складані	складаний	24 ячейки
Каркас / корпус	метал	метал	метал	метал
Стільниця	дерев'яний брус	дерев'яний брус	ламінат високого тиску	-
ДхГхВ, мм	1800 x 610 x 1400	1830 x 1110 x 1560	1200 x 800 (115) x 750	900 x 400 x 1920

## Модульні лабораторії

В рамках проекту «Лабораторія під ключ» Компанія виготовляє і поставляє модульні лабораторії для проведення лабораторних аналізів в польових умовах.

Розробка проекту включає в себе: розстановку спеціалізованих модульних лабораторних меблів ТМ «Експерт», підбір аналітичного обладнання, планування робочих місць, 3D-візуалізацію.



**Для реалізації проекту ми виконуємо:**  
замовлення вагончика необхідної комплектації, установку меблів, доставку у вказане місце (на вимогу).



## Виробництво лабораторних, медичних меблів та меблів для учбових закладів



- ✓ Більше 20 років досвіду
- ✓ Спеціалізоване виробництво повного циклу
  - ✓ ISO 9001, 13485, 14001
- ✓ Декларація на медичні вироби
  - ✓ Гарантія 18 місяців
  - ✓ Паспорт на кожен виріб
- ✓ Супутні послуги та сервіс
  - ✓ Комплексні рішення



labexpert.com.ua  
amed.ua



Шоу-рум  
м. Бровари, вул. Січових стрільців, 8



+38 044 364 42 42



sale@labexpert.com.ua  
info@amed.ua