


ЛАБОРАТОРНІ МЕБЛІ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ СПОРУД





ЕКСПЕРТ

ЛАБОРАТОРНІ МЕБЛІ

В брошурі представлені меблі для модульних споруд ТМ «Експерт» – найбільшого і найпопулярнішого на сьогодні виробника спеціалізованих лабораторних меблів в країнах СНД. Підтвердження цьому – реалізовані великі проєкти в Україні, Казахстані, Білорусі, Грузії, Молдові, Вірменії, Таджикистані, Азербайджані та інших країнах ближнього й далекого зарубіжжя, виключно позитивні відгуки і довіра багатьох клієнтів.



СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МЕБЛІ, ЩО ВИРІШУЮТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВАШІ ПОТРЕБИ

Представлені меблі для модульних споруд – це спеціалізована продукція, що розроблена під задачі лабораторій для випробування матеріалів дорожнього будівництва, включаючи столи під специфічні прилади, і має сертифікати ДСТУ ГОСТ 16371:2016, ДСТУ ГОСТ 22046:2004.



ЯКІСТЬ

Виробництво меблів здійснюється на сучасному технологічному обладнанні. На підприємстві впроваджена система управління якістю ISO 9001, і кожен готовий виріб перед тим, як потрапити до користувача, проходить багатоступінчастий контроль.



НАДІЙНІСТЬ

Меблі виготовляються із високостійких матеріалів та надійно кріпляться до підлоги та стін.




КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ ВАШОЇ ЗАДАЧІ «ПІД КЛЮЧ»

Ми реалізуємо проєкт «під ключ»: від замовлення вагончика потрібної комплектації, підбору відповідних меблів під необхідні Вам прилади – до встановлення їх у вагончику і доставки в потрібне Вам місце і в потрібний час.

МАТЕРІАЛ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ



ЛАМІНАТ ВИСОКОГО ТИСКУ

Ламінат високого тиску – це вологостійка фанера завтовшки 16 мм, облицьована пластиком товщиною 0,9 мм (вир-ва Італії) і обрамлена кромкою ПВХ 2 мм. Витримує механічні впливи, стійкий до короточасного впливу неконцентрованих кислот, лугів і органічних розчинників. Відносно вологостійкий, не рекомендується тривалий термічний вплив. Без бортика. Оптимальне співвідношення «ціна-якість».



НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

Висока стійкість до впливу розчинників. Термостійкий матеріал. Без швів. Поверхня ефективно дезінфікується, вологостійка. Не рекомендується для робіт із галогенами. Рекомендована для мікробіологічних, медичних, фармацевтичних лабораторій. Можливе встановлення бортика з того ж матеріалу.





СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ



ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі столу – міцний металевий каркас з порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Два варіанти виготовлення:
 - з полкою;
 - без полки
- Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню – до 350 кгс/м²
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:

- Підвісна тумба
- Встановлення сервісної або титрувальної надбудови

	Розміри, мм			Покриття	Артикул
	Довжина	Глибина	Висота		
Без полки					
1.	600	600	750	Нерж.	81-01.303
2.			900	Нерж	81-01.304
3.			900	400	нерж
4.	750	нерж		81-01.301	
5.	900	нерж		81-01.302	
6.	750	900		нерж	91-01.302
7.	1200	600	750	ЛВД	81-01.111
8.			400	Нерж	81-01.310
9.			750	Нерж	81-01.311
10.			900	Нерж	81-01.312
11.	1500	600	750	ЛВД	81-01.121
12.			750	нерж	81-01.321
13.			900	нерж	81-01.322
З полкою					
14.	600	600	750	Нерж	81-03.303
15.	600	600	900	Нерж	81-03.304
16.	900	600	750	нерж	81-03.301
17.			900	нерж	81-03.302
18.		750	900	нерж	91-03.302
19.	1200	600	750	Нерж	81-03.311
20.			900	Нерж	81-03.312
21.	1500	600	750	Нерж	81-03.321
22.			900	нерж	81-03.322
23.	1600	600	900	нерж	81-03.320

ТУМБА ПІДВІСНА ЛАБОРАТОРНА



ОСОБЛИВОСТІ:

- Варіант виконання:
 - корпус – ламінована ДСП світло-сірого кольору
- Комплектується кріпленням для підвішування до каркасу лабораторних столів

Розмір (ДхГхВ)	Виконання	Артикул
450x474x540 мм	3 шухляди	81-22.113
450x474x540 мм	двері лівого виконання + полка	81-22.121
536x474x540 мм	двері лівого виконання + полка	81-22.131
450x474x540 мм	двері правого виконання + полка	81-22.122
536x474x540 мм	двері правого виконання + полка	81-22.132
450x474x690 мм	4 шухляди	81-22.124
536x474x690 мм	4 шухляди	81-22.134
836x474x690 мм	двоє дверей + полка	81-22.161
836x624x690 мм	двоє дверей + полка	91-22.161
1136x474x690 мм	двоє дверей + полка	81-22.171
1136x474x690 мм	зліва двері + полка, справа 4 шухляди	81-22.172
1436x474x690 мм	зліва двоє дверей + полка, справа 4 шухляди	81-22.181

СТІЛ-МИЙКА ОДИНАРНА



ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі столу – міцний металевий каркас із порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Підвісна тумба з листової сталі з хімічно стійким порошковим покриттям
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Мийка (матеріал раковин – поліпропілен), можливе зміщення вліво або вправо
- Змішувач для гарячої та холодної води вир-ва FAR (Італія)
- Комунікації для підключення до мережі каналізації та водопостачання

ДОДАТКОВО:

- Настільна або настінна сушка для лабораторного посуду
- Встановлення надбудови під дистильатор
- Встановлення додаткового настільного крана для холодної води



Розмір

Мийка лабораторна 600*600*900

Мийка лабораторна 900*600*900

Артикул

81-09.313

81-09.323

СТЕЛАЖ



ОСОБЛИВОСТІ:

- Варіанти виконання:
 - розбірна конструкція, болтове з'єднання.
- Матеріал виготовлення – пофарбований метал

Назва виробу	Розміри (ДхГ), мм	Артикул
Стійка до стелажа лабораторного	1920х30х30	СТС-ф
Полка стелажа лабораторного	600х400.	СТП 600х400-1
Полка стелажа лабораторного	900х400.	СТП 900х400-1
Полка стелажа лабораторного	1200х400.	СТП 1200х400-1
Полка стелажа лабораторного	600х600.	СТП 600х600-1
Полка стелажа лабораторного	900х600.	СТП 900х600-1
Полка стелажа лабораторного	1200х600.	СТП 1200х600-1

СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСИЛЕНИЙ ПІД ПРЕС



ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі столу – міцний металевий каркас з порошковим покриттям, що забезпечує надійність конструкції
- Комплектується полицею з листового металу
- Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню – до 1000 кгс/м²
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги. На опорах передбачені пластини для фіксації стола до підлоги

ДОДАТКОВО:

- встановлюється на металевий лист товщиною 1 мм

Розмір	Артикул
Стіл під прес 900*600*450	81-14.101
Стіл під прес 1500*600*450	81-14.121

СТІЛ ДЛЯ ВАГ



ОСОБЛИВОСТІ:

- В основі столу – посилений зварний металевий каркас із порошковим покриттям світло-сірого кольору
- Варіанти виконання:
 - стіл каркасний.
- Робоча поверхня (для встановлення ваг) – плита з натурального полірованого граніту (завтовшки 60 мм) на антивібраційних каучукових амортизаторах – забезпечує точність показань
- Регульовані опори для компенсації

Розмір	Артикул
Стіл під ваги з отвором 630x430x900	81-07.102

ЗОНТ ВИТЯЖНИЙ



ОСОБЛИВОСТІ:

- з листової сталі із порошковим покриттям світло-сірого кольору

Розмір	Артикул
Зонт витяжний 900*750*350	04-04.213
Зонт витяжний 1200*750*350	04-04.223
Зонт витяжний 900*750*350 С блоком с бесступенчатым регулятором	04-04.215
Зонт витяжний 1200*750*350 С блоком с бесступенчатым регулятором	04-04.225

СУШКА ДЛЯ ПОСУДУ



ОСОБЛИВОСТІ:

- Лицьова поверхня і матеріал опор зі склопластику – не іржавіють, довговічні
- Варіант виконання – настінна

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- 26 пластикових опор

Розмір	Артикул
Сушка 600x180x550	81-11.103

**ШАФА ДЛЯ
ОДЯГУ**

Артикул	Розміри (ДхГхВ), мм:
83-07.112	600*360*1920

**ШАФА ДЛЯ
ПОСУДУ**

Артикул	Розміри (ДхГхВ), мм:
82-02.112	600*600*1920

**ШАФА ДЛЯ
ДОКУМЕНТІВ**

Артикул	Розміри (ДхГхВ), мм:
83-06.112	600*360*1920

ОСОБЛИВОСТІ:

- матеріал корпусу: з ламінованої ДСП
- 2/4 дверей, що замикаються на ключ
- Регульовані полиці
- Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

**ТУМБА
СТАЦІОНАРНА**

Артикул	Розміри (ДхГхВ), мм:
83-04.131	600*360*850
83-04.112	450*600*750


**ШАФА НАСТІННА**

Артикул	Розміри (ДхГхВ), мм:
83-09.132	600*360*370

**ВІШАЛКА НАВІСНА**

Артикул
84-04.171

ПЛАН РОЗТАШУВАННЯ МЕБЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ В ЛАБОРАТОРІЇ



ТРИВИМІРНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ





Тел./факс: +380 (44) 495-27-66
E-mail: info@labexpert.com.ua
www.labexpert.com.ua