

ПРИСТАВНИЙ СТИЛ 01-12, 51-12

З ЕКРАНАМИ (Г-1500/1200 мм)

Матеріал стіл ь ниці	Розміри, мм			Модифікація	Матеріал раковини	Артикул	Розміри, мм			Артикул
	Д	Г	В				Д	Г	В	
1. Ламінат високого тиску	1500	600	750	відкритий	-	01-12.101	1200	600	750	51-12.101
			900	відкритий	-	01-12.102			900	51-12.102
		750	750	відкритий	-	01-12.103		750	750	51-12.103
			900	відкритий	-	01-12.104			900	51-12.104
		600	900	тумба метал	-	01-12.117		600	900	51-12.117
				тумба метал	-	01-12.127				750
		600	900	тумба ЛДСП	-	01-12.111		600	900	51-12.111
					-	01-12.120				750
2. Керамограніт 300х300	1500	600	750	відкритий	-	01-12.201	1200	600	750	51-12.201
			900	відкритий	-	01-12.202			900	51-12.202
		750	750	відкритий	-	01-12.203		750	750	51-12.203
			900	відкритий	-	01-12.204			900	51-12.204
		600	900	тумба метал	-	01-12.217		600	900	51-12.217
				тумба метал	-	01-12.227				750
		600	900	тумба ЛДСП	-	01-12.211		600	900	51-12.211
					-	01-12.220				750
		600	900	раковина: 300х200х200	Епоксидний композит	01-12.212		600	900	51-12.212
				400х400х300	Поліпропілен	01-12.221				
		750	900	450х368х280	Епоксидний композит	01-12.222		600	900	51-12.222
				490х390х290	Поліпропілен	01-12.223				
3. Нержавіюча сталь	1500	600	750	відкритий	-	01-12.301	1200	600	750	51-12.301
			900	відкритий	-	01-12.302			900	51-12.302
		750	750	відкритий	-	01-12.303		750	750	51-12.303
			900	відкритий	-	01-12.304			900	51-12.304
		600	900	тумба метал	-	01-12.317		600	900	51-12.317
				тумба метал	-	01-12.327				750
		600	900	тумба ЛДСП	-	01-12.311		600	900	51-12.311
					-	01-12.320				750
		600	900	раковина: 500х400х300	Нержавіюча сталь	01-12.312		600	900	-
				-	01-12.321	600				900
4. Полімерний композит Durcon	1500	600	750	відкритий	-	01-12.401	1200	600	750	51-12.401
			900	відкритий	-	01-12.402			900	51-12.402
		750	750	відкритий	-	01-12.403		750	750	51-12.403
			900	відкритий	-	01-12.404			900	51-12.404
		600	900	тумба метал	-	01-12.417		600	900	51-12.417
				тумба метал	-	01-12.427				750
		600	900	тумба ЛДСП	-	01-12.411		600	900	51-12.411
					-	01-12.420				750
4. Полімерний композит Durcon з бортиком	1500	600	900	раковина: 300х200х200	Епоксидний композит	01-12.412	600	900	51-12.412	
				450х368х280		01-12.422			51-12.422	
5. Хімічно стійкий HPL пластик	1500	600	750	відкритий	-	01-12.501	1200	600	750	51-12.501
			900	відкритий	-	01-12.502			900	51-12.502
		750	750	відкритий	-	01-12.503		750	750	51-12.503
			900	відкритий	-	01-12.504			900	51-12.504
		600	900	тумба метал	-	01-12.517		600	900	51-12.517
				тумба метал	-	01-12.527				750
		600	900	тумба ЛДСП	-	01-12.511		600	900	51-12.511
					-	01-12.520				750
		750	900	раковина: 400х400х300	Поліпропілен	01-12.521		600	900	51-12.521
				450х368х280		Епоксидний композит				01-12.522

ПРИСТАВНИЙ СТИЛ З ЕКРАНАМИ (Г-1500/1200 мм)

01-12, 51-12

Матеріал стілниць	Розміри, мм			Модифікація	Матеріал раковини	Артикул	Розміри, мм			Артикул
	Д	Г	В				Д	Г	В	
5. Хімічно стійкий HPL пластик з бортиком	1500	600	750	відкритий	-	01-12.501B	1200	600	750	51-12.501B
			900	відкритий	-	01-12.502B			900	51-12.502B
		750	750	відкритий	-	01-12.503B		750	750	51-12.503B
			900	відкритий	-	01-12.504B			900	51-12.504B
		600	900	тумба метал	-	01-12.517B		600	900	51-12.517B
					-	01-12.527B				51-12.527B
		600	900	тумба ЛДСП	-	01-12.511B		600	900	51-12.511B
					-	01-12.520B				51-12.520B
		750	900	раковина: 400x400x300	Поліпропілен	01-12.521B		600	900	51-12.521B
				450x368x280	Епоксидний композит	01-12.522B				51-12.522B
6. Штучний кварцовий камінь	1500	600	750	відкритий	-	01-12.601	1200	600	750	51-12.601
			900	відкритий	-	01-12.602			900	51-12.602
		750	750	відкритий	-	01-12.603		750	750	51-12.603
			900	відкритий	-	01-12.604			900	51-12.604
		600	900	тумба метал	-	01-12.617		600	900	51-12.617
					-	01-12.627				51-12.627
		600	900	тумба ЛДСП	-	01-12.611		600	900	51-12.611
					-	01-12.620				51-12.620
		750	900	раковина: 400x400x300	Поліпропілен	01-12.621		600	900	51-12.621
6. Штучний кварцовий камінь з бортиком	1500	600	750	відкритий	-	01-12.601B	1200	600	750	51-12.601B
			900	відкритий	-	01-12.602B			900	51-12.602B
		750	750	відкритий	-	01-12.603B		750	750	51-12.603B
			900	відкритий	-	01-12.604B			900	51-12.604B
		600	900	тумба метал	-	01-12.617B		600	900	51-12.617B
					-	01-12.627B				51-12.627B
		600	900	тумба ЛДСП	-	01-12.611B		600	900	51-12.611B
					-	01-12.620B				51-12.620B
		750	900	раковина: 400x400x300	Поліпропілен	01-12.621B		600	900	51-12.621B
7. Керамограніт 800x800	1500	600	750	відкритий	-	01-12.701	1200	600	750	51-12.701
			900	відкритий	-	01-12.702			900	51-12.702
		750	750	відкритий	-	01-12.703		750	750	51-12.703
			900	відкритий	-	01-12.704			900	51-12.704
		600	900	тумба метал	-	01-12.717		600	900	51-12.717
					-	01-12.727				51-12.727
		600	900	тумба ЛДСП	-	01-12.711		600	900	51-12.711
					-	01-12.720				51-12.720
		600	900	раковина: 300x200x200	Епоксидний композит	01-12.712		600	900	51-12.712
				400x400x300	Поліпропілен	01-12.721				51-12.721
		750	900	450x368x280	Епоксидний композит	01-12.722		600	900	51-12.722

ПРИСТАВНИЙ СТИЛ 101-12, 151-12

БЕЗ ЕКРАНІВ (Г-1500/1200 мм)



Матеріал стільниці	Розміри, мм			Модифікація	Для роботи	Артикул	Розміри, мм			Артикул
	Д	Г	В				Д	Г	В	
1. Ламінат високого тиску	1500	600	750	відкритий	сидячи	101-12.101	1200	600	750	151-12.101
			900	відкритий	стоячи	101-12.102			900	151-12.102
		750	750	відкритий	сидячи	101-12.103		750	750	151-12.103
			900	відкритий	стоячи	101-12.104			900	151-12.104
2. Керамограніт 300x300	1500	600	750	відкритий	сидячи	101-12.201	1200	600	750	151-12.201
			900	відкритий	стоячи	101-12.202			900	151-12.202
		750	750	відкритий	сидячи	101-12.203		750	750	151-12.203
			900	відкритий	стоячи	101-12.204			900	151-12.204
3. Нержавіюча сталь	1500	600	750	відкритий	сидячи	101-12.301	1200	600	750	151-12.301
			900	відкритий	стоячи	101-12.302			900	151-12.302
		750	750	відкритий	сидячи	101-12.303		750	750	151-12.303
			900	відкритий	стоячи	101-12.304			900	151-12.304
4. Полімерний композит Durcon	1500	600	750	відкритий	сидячи	101-12.401	1200	600	750	151-12.401
			900	відкритий	стоячи	101-12.402			900	151-12.402
		750	750	відкритий	сидячи	101-12.403		750	750	151-12.403
			900	відкритий	стоячи	101-12.404			900	151-12.404
5. Хімічно стійкий HPL пластик	1500	600	750	відкритий	сидячи	101-12.501	1200	600	750	151-12.501
			900	відкритий	стоячи	101-12.502			900	151-12.502
		750	750	відкритий	сидячи	101-12.503		750	750	151-12.503
			900	відкритий	стоячи	101-12.504			900	151-12.504
5. Хімічно стійкий HPL пластик з бортиком	1500	600	750	відкритий	сидячи	101-12.501B	1200	600	750	151-12.501B
			900	відкритий	стоячи	101-12.502B			900	151-12.502B
		750	750	відкритий	сидячи	101-12.503B		750	750	151-12.503B
			900	відкритий	стоячи	101-12.504B			900	151-12.504B
6. Штучний кварцовий камінь	1500	600	750	відкритий	сидячи	101-12.601	1200	600	750	151-12.601
			900	відкритий	стоячи	101-12.602			900	151-12.602
		750	750	відкритий	сидячи	101-12.603		750	750	151-12.603
			900	відкритий	стоячи	101-12.604			900	151-12.604
6. Штучний кварцовий камінь з бортиком	1500	600	750	відкритий	сидячи	101-12.601B	1200	600	750	151-12.601B
			900	відкритий	стоячи	101-12.602B			900	151-12.602B
		750	750	відкритий	сидячи	101-12.603B		750	750	151-12.603B
			900	відкритий	стоячи	101-12.604B			900	151-12.604B
7. Керамограніт 800x800	1500	600	750	відкритий	сидячи	101-12.701	1200	600	750	151-12.701
			900	відкритий	стоячи	101-12.702			900	151-12.702
		750	750	відкритий	сидячи	101-12.703		750	750	151-12.703
			900	відкритий	стоячи	101-12.704			900	151-12.704