

ШАФИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шафи призначені для зберігання навчальних посібників, лабораторного посуду, приладів і матеріалів.

В основі шафи - розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035 з текстурою шагрень.

Шафа поділена вертикально на дві частини і в залежності від модифікації може бути обладнана:

В верхній частині:

- 2 металевими дверима **або** 2 скляними дверима в металевій рамі;
- 2 регульованими полицями всередині.

В нижній частині:

- 2 металевими дверима та 1 регульованою полицею всередині **або**
- 5 висувними шухлядами на телескопічних напрямляючих повного висування.

Для компенсації нерівностей підлоги передбачені регульовані опори (0-30 мм).

Розпашні двері обладнані замком.

В шафах глибиною 400 мм передбачена фіксація до стіни.



Призначення	Матеріал стільниці	Розміри, мм			Модифікація	Артикул
		Д	Г	В		
Шафи для навчальних посібників	Листова сталь	900	400	1920	4 металевих двері	42-02.721
			600		2 металевих, 2 скляних двері	42-02.722
					2 скляних двері, 5 шухляд	42-02.725



Лабораторні шафи для зберігання хімічних реактивів з підключенням до витяжної системи також є в нашому асортименті.

- Корпус з листової сталі з порошковим покриттям;
- Верхнє відділення на замку з 2 полицями;
- Нижнє відділення на замку з 1 полицею;
- 4 металеві двері;
- Кріплення до стіни;
- Габарити (ДхГхВ): 900x400x1920

42-02.721



ШАФИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

42-02.725



- Корпус з листової сталі з порошковим покриттям;
- Верхнє відділення на замку з 2 полицями;
- В нижній частині 5 висувних шухляд;
- 2 скляні двері в металевій рамі;
- Габарити (ДхГхВ): 900x600x1920

- Корпус з листової сталі з порошковим покриттям;
- Верхнє відділення на замку з 2 полицями;
- Нижнє відділення на замку з 1 полицею;
- 2 металеві двері, 2 скляні двері в металевій рамі;
- Кріплення до стіни;
- Габарити (ДхГхВ): 900x400x1920

42-02.722

