



- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з ламінованої ДСП;
- Врізний блок розеток (2 шт, 230В);
- Габарити (ДхГхВ): 1200х600х900

41-08.110



- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з керамограніту;
- Раковина з поліпропілену, лабораторний змішувач;
- Врізний блок розеток (3 шт, 230В);
- Габарити (ДхГхВ): 1800х600х900

41-08.234

## СТОЛИ ДЕМОНСТРАЦІЙНІ

- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з керамограніту;
- Врізний блок розеток (2 шт, 230В);
- Габарити (ДхГхВ): 1500х600х900



41-08.225

- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з HPL-пластику SPC з бортиком із полімерного матеріалу;
- Раковина з полімерного композиту, лабораторний змішувач;
- Врізний блок розеток (2 шт, 230В);
- Габарити (ДхГхВ): 1500х750х900

141-08.522Б



- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з керамограніту;
- Злив з поліпропілену, кран холодної води;
- Врізний блок розеток (2 шт, 230В);
- Габарити (ДхГхВ): 1200х750х900

141-08.212



- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з HPL-пластику SPC;
- Врізний блок розеток (3 шт, 230В);
- Габарити (ДхГхВ): 1800х600х900

41-08.533

# СТОЛИ ДЕМОНСТРАЦІЙНІ БІОЛОГІЧНІ / ФІЗИЧНІ / ХІМІЧНІ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В основі столу - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб 25x25x2 та 50x25x2, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035 з текстурою шагрень.

### Демонстраційний стіл обладнаний:

- врізним електричним блоком з розетками 230В (IP40) з плавним відкриттям;
- шухлядами з телескопічними напрямними та/або тумбами з замками (\*тумби з ламінованої ДСП в артикулі відмічається додатковим символом .1)

### Може бути обладнаний комплектуючими для підведення води:

- раковину з поліпропілену (п/п) або полімерного композиту (п/к);
- 1 спеціальним лабораторним змішувачем для холодної і гарячої води;
- сифоном з гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену для підключення до каналізації;
- гнучкими шлангами для підключення до мережі водопостачання.

Між верхньою та нижньою шухлядами утворюється вільна зона для тимчасового розміщення демонстраційного матеріалу чи обладнання.

### Матеріал робочої поверхні столу:

- ламінат високо тиску (столі без води);
- керамогранітна плитка 300x300 мм з бортиком з нержавіючої сталі висотою 8 мм;
- хімічно стійкий HPL-пластик SPC Durcon товщиною 16 мм без бортика або з бортиком із полімерного матеріалу висотою 7 мм (/Б в таблиці артикулів).

Матеріал стільниці	Розміри, мм			Електрика	Вода	Тумби	Артикул	Глибина, мм	Артикул
	Д	Г	В						
Ламінат високого тиску (ЛВТ)	1200	600	900	2 розетки	-	2 шухляди зверху	41-08.110 /.1*	750	141-08.110
				2 розетки	-	4 шухляди, ніша	41-08.111 /.1		141-08.111
				2 розетки	-	1 тумба ліва, 2 шухляди, ніша	41-08.113 /.1		141-08.113
				2 розетки	-	1 тумба права, 2 шухляди, ніша	41-08.115 /.1		141-08.115
	1500	600	900	2 розетки	-	1 тумба ліва, 2 шухляди, ніша	41-08.123 /.1	750	141-08.123
				2 розетки	-	1 тумба права, 2 шухляди, ніша	41-08.125 /.1		141-08.125
				3 розетки	-	1 тумба ліва, 4 шухляди, ніша	41-08.133 /.1		141-08.133
				3 розетки	-	1 тумба права, 4 шухляди, ніша	41-08.135 /.1		141-08.135
	2100	600	900	3 розетки	-	2 тумби, 2 шухляди, ніша	41-08.143 /.1	750	141-08.143



Демонстраційний стіл рекомендуємо розміщувати в одній зоні зі столом викладача.

Матеріал стільниці	Розміри, мм			Електрика	Вода	Тумби	Артикул	Глибина, мм	Артикул	
	Д	Г	В							
Керамограніт	1200	600	900	2 розетки	-	2 шухляди зверху	41-08.210 /.1	750	141-08.210	
				2 розетки	-	4 шухляди, ніша	41-08.211 /.1		141-08.211	
				2 розетки	злив, кран	4 шухляди, ніша	41-08.212		141-08.212	
				2 розетки	раковина п/п + змішувач	1 тумба ліва, 2 шухляди, ніша	41-08.222		141-08.222	
				2 розетки	-	1 тумба ліва, 2 шухляди, ніша	41-08.223 /.1		141-08.223	
				2 розетки	раковина п/п + змішувач	1 тумба права, 2 шухляди, ніша	41-08.224		141-08.224	
	1500	600	900	2 розетки	-	1 тумба права, 2 шухляди, ніша	41-08.225 /.1	750	141-08.225	
				2 розетки	-	1 тумба ліва, 4 шухляди, ніша	41-08.232		141-08.232	
				3 розетки	раковина п/п + змішувач	1 тумба ліва, 4 шухляди, ніша	41-08.233 /.1		141-08.233	
				3 розетки	-	1 тумба ліва, 4 шухляди, ніша	41-08.234		141-08.234	
				3 розетки	-	1 тумба права, 4 шухляди, ніша	41-08.235 /.1		141-08.235	
				3 розетки	раковина п/п + змішувач	2 тумби, 2 шухляди, вода зліва, ніша	41-08.242		141-08.242	
	1800	600	900	3 розетки	-	2 тумби, 2 шухляди, ніша	41-08.243 /.1	750	141-08.243	
				3 розетки	раковина п/п + змішувач	2 тумби, 2 шухляди, вода справа, ніша	41-08.244		141-08.244	
				3 розетки	-	2 тумби, 2 шухляди, ніша	41-08.245 /.1		141-08.245	
				2 розетки	-	2 шухляди зверху	41-08.510 /.1		750	141-08.510
				2 розетки	-	4 шухляди, ніша	41-08.511 /.1			141-08.511
				2 розетки	злив, кран	4 шухляди, ніша	41-08.512 / Б			141-08.512
2 розетки	-	1 тумба ліва, 2 шухляди, ніша	41-08.513 /.1	141-08.513						
2 розетки	-	1 тумба права, 2 шухляди, ніша	41-08.515 /.1	141-08.515						
2 розетки	раковина п/к + змішувач	1 тумба ліва, 2 шухляди, ніша	41-08.522 / Б	141-08.522						
1500	600	900	2 розетки	-	1 тумба ліва, 2 шухляди, ніша	41-08.523 /.1	750	141-08.523		
			2 розетки	раковина п/к + змішувач	1 тумба права, 2 шухляди, ніша	41-08.524 / Б		141-08.524		
			2 розетки	-	1 тумба права, 2 шухляди, ніша	41-08.525 /.1		141-08.525		
			3 розетки	раковина п/к + змішувач	1 тумба ліва, 4 шухляди, ніша	41-08.532 / Б		141-08.532		
			3 розетки	-	1 тумба ліва, 4 шухляди, ніша	41-08.533 /.1		141-08.533		
			3 розетки	раковина п/к + змішувач	1 тумба права, 4 шухляди, ніша	41-08.534 / Б		141-08.534		
1800	600	900	3 розетки	-	1 тумба права, 4 шухляди, ніша	41-08.535 /.1	750	141-08.535		
			3 розетки	раковина п/к + змішувач	2 тумби, 2 шухляди, вода зліва, ніша	41-08.542 / Б		141-08.542		
			3 розетки	-	2 тумби, 2 шухляди, ніша	41-08.543 /.1		141-08.543		
			3 розетки	раковина п/к + змішувач	2 тумби, 2 шухляди, вода справа, ніша	41-08.544 / Б		141-08.544		
			3 розетки	-	2 тумби, 2 шухляди, ніша	41-08.545 /.1		141-08.545		
			3 розетки	раковина п/к + змішувач	2 тумби, 4 шухляди, вода зліва, ніша	41-08.552 / Б		141-08.552		
2400	700	900	3 розетки	-	2 тумби, 4 шухляди, ніша	41-08.553 /.1	750	141-08.553		
			3 розетки	раковина п/к + змішувач	2 тумби, 4 шухляди, вода справа, ніша	41-08.554 / Б		141-08.554		