



41-15.512

- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з HPL-пластику SPC;
- Раковина з полімерного композиту, 2 лабораторних змішувача;
- 4 розетки IP54, 230В;
- Габарити (ДхГхВ): 1200х1200х900

СТОЛИ ОСТРІВНІ

- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з HPL-пластику SPC;
- Електрична колона на 8 розеток (IP54, 230В) з дифавтоматом 16А;
- Габарити (ДхГхВ): 1500х1500х900 (1620 мм - висота з колоною)

01-06.502



01-15.521+
01-04.124

- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з HPL-пластику SPC;
- Надбудова з регульованими полицями та LED-світильниками;
- 4 розетки IP54, 230В;
- Габарити (ДхГхВ): 1500х1500х900