

СТОЛИ УЧНІВСЬКІ ЛАБОРАТОРНІ БІОЛОГІЧНІ / ФІЗИЧНІ / ХІМІЧНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В основі столу - розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб 25x25x2 та 50x25x2, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035 з текстурою шагрень.

З лицьової сторони та з боків стіл обладнаний декоративними екранами. З боків - крючками для рюкзаків та сумок.

Стіл може комплектуватися:

- зливом з поліпропілену 250x100x150 мм по центру;
- 2 лабораторними кранами для холодної води;
- сифоном з гнучким гофрованим шлангом з поліпропілену для підключення до каналізації;
- гнучкими шлангами для підключення до мережі водопостачання;
- електричною панеллю з 2 євро-розетками (230В, 3кВт, IP54) по бокам панелі.

Для компенсації нерівностей підлоги в каркас встановлені регульовані опори (0-20 мм). Передбачено фіксацію столів до підлоги.



41-01.011

- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з ламінованої ДСП;
- Габарити (ДхГхВ): 1200x600x750

СТОЛИ УЧНІВСЬКІ ЛАБОРАТОРНІ

- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з ламінованої ДСП;
- Електрична панель з 2 розетками (230В, 3кВт, IP54);
- Габарити (ДхГхВ): 1200x600x750

41-01.113



- Металевий каркас з порошковим покриттям;
- Стільниця з HPL-пластику SPC;
- Злив з поліпропілену, 2 лабораторних крани для води;
- Електрична панель з 2 розетками (230В, 3кВт, IP54);
- Габарити (ДхГхВ): 1200x600x750

41-01.514



Призначення	Матеріал стільниці	Розміри, мм			Електрика	Вода	Артикул
		Д	Г	В			
Столи учнівські лабораторні	Ламінована ДСП	1200	600	750	-	-	41-01.011
					2 розетки	-	41-01.013
	Ламінат високого тиску (ЛВТ)	1200	600	750	-	-	41-01.111
					2 розетки	-	41-01.113
	Хімічно стійкий HPL-пластик SPC	1200	600	750	-	-	41-01.511
					-	злив + 2 крани	41-01.512
2 розетки	-	41-01.513					
2 розетки	злив + 2 крани	41-01.514					

Текстура «шагрень» у полімерному покритті каркасів зменшує вірогідність механічних пошкоджень і подовжує термін служби меблів.

