МИЙКА ПОДВІЙНА
Г-750/600 мм

01-10, 51-10

ЕКСПЕРТ
ЛАБОРАТОРНІ МЕБЛІ

Матеріал стільниці	Розміри, мм			Раковина		Артикул	Розміри, мм			Артикул
	Д	Г	В	Габарити	Матеріал		Д	Г	В	
2. Керамограніт 300x300	1200	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.211	1200	600	900	51-10.211
				450x368x280	Епоксидний комозит	01-10.212				51-10.212
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.213				51-10.213
	1500	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.221	1500	600	900	51-10.221
				450x368x280	Епоксидний комозит	01-10.222				51-10.222
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.223				51-10.223
3. Нержавіюча сталь	1200	750	900	500x400x300	Нержавіюча сталь	01-10.311	1200	600	900	51-10.311
	1500					01-10.321	1500			51-10.321
4. Полімерний композит Durcon з бортиком	1200	750	900	450x368x280	Епоксидний комозит	01-10.411	600	600	900	51-10.411
	1500					01-10.421	900			51-10.421
5. Хімічно стійкий HPL пластик	1200	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.511	600	600	900	51-10.511
				450x368x280	Епоксидний комозит	01-10.512				51-10.512
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.513				51-10.513
	1500	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.521	900	600	900	51-10.521
				450x368x280	Епоксидний комозит	01-10.522				51-10.522
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.523				51-10.523
5. Хімічно стійкий HPL пластик з бортиком	1200	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.511B	600	600	900	51-10.511B
				450x368x280	Епоксидний комозит	01-10.512B				51-10.512B
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.513B				51-10.513B
	1500	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.521B	900	600	900	51-10.521B
				450x368x280	Епоксидний комозит	01-10.522B				51-10.522B
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.523B				51-10.523B
6. Штучний кварцовий камінь	1200	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.611	600	600	900	51-10.611
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.613				51-10.613
	1500	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.621	900	600	900	51-10.621
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.623				51-10.623
6. Штучний кварцовий камінь з бортиком	1200	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.611B	600	600	900	51-10.611B
				450x368x280	Епоксидний комозит	01-10.612B				51-10.612B
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.613B				51-10.613B
	1500	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.621B	900	600	900	51-10.621B
				450x368x280	Епоксидний комозит	01-10.622B				51-10.622B
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.623B				51-10.623B
7. Керамограніт 800x800	1200	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.711	1200	600	900	51-10.711
				450x368x280	Епоксидний комозит	01-10.712				51-10.712
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.713				51-10.713
	1500	750	900	400x400x300	Поліпропілен	01-10.721	1500	600	900	51-10.721
				450x368x280	Епоксидний комозит	01-10.722				51-10.722
				490x390x290	Поліпропілен	01-10.723				51-10.723