ТИТРУВАЛЬНА НАДБУДОВА
ПРИСТІННА / ОСТРІВНА 01-05

ЕКСПЕРТ
ЛАБОРАТОРНІ МЕБЛІ

Модифікація	Матеріал полиць	Розміри, мм Д	Г	В	Розетки	Штативи / світильники	Світильники для стола	Артикул
Пристінна	хімічно стійкий HPL пластик	900	300	900	2 розетки	4 / 4	+1	01-05.105
		1200			2 розетки	5 / 5	+1	01-05.115
		1500			4 розетки	6 / 6	+1	01-05.125
Пристінна комбінована	ламінат високого тиску	1200	300	900	2 розетки	2 / 2	+2	01-05.213
		1500			4 розетки	3 / 3	+2	01-05.223
	хімічно стійкий HPL пластик	1200			2 розетки	2 / 2	+2	01-05.215
		1500			4 розетки	3 / 3	+2	01-05.225
Острівна	ламінат високого тиску	900	480	900	2 + 2 розетки	4 / 4	+1 +1	01-05.104
		1200			2 + 2 розетки	5 / 5	+1 +1	01-05.114
		1500			4 + 2 розетки	6 / 6	+1 +1	01-05.124
	хімічно стійкий HPL пластик	900	480	900	2 + 2 розетки	4 / 4	+1 +1	01-05.106
		1200			2 + 2 розетки	5 / 5	+1 +1	01-05.116
		1500			4 + 2 розетки	6 / 6	+1 +1	01-05.126
Острівна комбінована	ламінат високого тиску	1200	480	900	2 + 2 розетки	2 / 2	+2 +1	01-05.214
		1500			2 + 2 розетки	3 / 3	+2 +1	01-05.224
	хімічно стійкий HPL пластик	1200			2 + 2 розетки	2 / 2	+2 +1	01-05.216
		1500			2 + 2 розетки	3 / 3	+2 +1	01-05.226
Острівна двобічна	хімічно стійкий HPL пластик	900	480	900	2 + 2 розетки	4 / 4	+1 +1	01-05.306
		1200			2 + 2 розетки	5 / 5	+1 +1	01-05.316

НАДБУДОВИ ДЛЯ МИЙОК 01-11, 04-04
СУШКИ / ПОЛИЦІ ПІД ДИСТИЛЯТОР

Призначення	Матеріал	Розміри, мм Д	Г	В	Модифікація	Комплектація	Артикул
Сушка для посуду лабораторного	склопластик	600	180	550	настінна	18 опор довгих	01-11.101
						22 опори довгі	01-11.102
						11 довгих, 15 коротких	01-11.103
	склопластик	600	190	930	настільна, каркас - метал	18 опор довгих	01-11.111
						22 опори довгі	01-11.112
						11 довгих, 15 коротких	01-11.113
	склопластик	600	190	930	настільна, каркас - нержавійка з покриттям	18 опор довгих	01-11.114
						22 опори довгі	01-11.115
						11 довгих, 15 коротких	01-11.116
	метал	610	370	550	електрична	38 шт Ø10, 15 шт Ø6 мм	01-11.200
Надбудова під дистилятор	ламінат	400	400	300	настінна		04-04.120
	HPL пластик						04-04.520
	ламінат	600					04-04.122
	HPL пластик						04-04.522
	ламінат		300				04-04.110
	HPL пластик						04-04.510
	ламінат	400	400	500	настільна, каркас - метал		04-04.121
	HPL пластик						04-04.521
	ламінат	600					04-04.123
	HPL пластик						04-04.523
	ламінат		300				04-04.113
	HPL пластик						04-04.513
	ламінат	400	400	500	настільна, каркас - нержавійка з покриттям		04-04.124
	HPL пластик						04-04.524
	ламінат	600					04-04.125
	HPL пластик						04-04.525
	ламінат		300				04-04.115
	HPL пластик						04-04.515

+38 044 364 42 42