ШАФИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МЕТАЛ / ЛДСП 02-01, 02-02, 02-03

ЕКСПЕРТ
ЛАБОРАТОРНІ МЕБЛІ

Призначення	Матеріал корпусу	Розміри, мм			Капсули	Двері	Артикул
		Д	Г	В			
Для реактивів	Метал	600	600	1920	полімерний композит	метал	02-01.811
					HPL пластик	метал	02-01.812
					метал	метал	02-01.813
					метал	скло верх	02-01.814
					метал	скло	02-01.815
					-	метал	02-01.611
					-	скло верх	02-01.612
		900			-	метал	02-01.621
					-	скло верх	02-01.622

Призначення	Матеріал корпусу	Розміри, мм			Модифікація	Об'єм	Артикул
		Д	Г	В			
Для ЛЗР	Метал	600	600	1920	шафа	280 л	02-01.911
				706	тумба	80 л	02-01.901

Призначення	Матеріал корпусу	Розміри, мм			Двері	Двері верх	Артикул
		Д	Г	В			
Для посуду та приладів	Ламінована ДСП	600	600	1920	4 двері	скло	02-02.111
					4 двері	ЛДСП	02-02.112
					2 двері низ	-	02-02.113
		900			4 двері	скло	02-02.121
					4 двері	ЛДСП	02-02.122
					2 двері низ	-	02-02.123
	Метал	600	400		2 двері	метал	02-02.711
					2 двері	скло	02-02.712
			600		2 двері	метал	02-02.713
					2 двері	скло	02-02.714
		900	400		4 двері	метал	02-02.721
					4 двері	скло	02-02.722
			600		4 двері	метал	02-02.723
					4 двері	скло	02-02.724
Для інвентарю	Ламінована ДСП	900	600	1920	2 двері	-	02-02.120
	Метал	600	400		1 двері	-	02-02.710
		900	600		2 двері	-	02-02.720

Призначення	Матеріал корпусу	Розміри, мм			Двері	Секції	Артикул
		Д	Г	В			
Для одягу	Ламінована ДСП	600	600	1920	2 двері	2 секції	02-03.111
		900			2 двері	2 секції	02-03.121
	Метал	600	500		2 двері	2 секції	02-03.711
					2 двері	+ лавка відкидна	02-03.712
		900			2 двері	2 секції	02-03.721
					2 двері	+ лавка відкидна	02-03.722
		600	400		1 двері	1 секція	02-03.714
		600	600		2 двері	2 секції	02-03.713
		900			2 двері	2 секції	02-03.723

+38 044 364 42 42