КУТОВИЙ СТІЛ ЗОВН./ ВНУТР.

01-18, 51-18 101-18, 151-18

ЕКСПЕРТ
ЛАБОРАТОРНІ МЕБЛІ

Матеріал стільниці	Розміри, мм			Модифікація	Для роботи	Art. No.	Dimensions, mm			Art. No.
	Д	Г	В				W	D	H	
1. Ламінат високого тиску	750	750	750	Зовнішній з екранами	сидячи	01-18.111	600	600	750	51-18.111
			900		стоячи	01-18.112			900	51-18.112
	1200	1200	750	Внутрішній з екранами	сидячи	01-18.121	900	900	750	51-18.121
			900		стоячи	01-18.122			900	51-18.122
2. Керамограніт 300x300	750	750	750	Зовнішній з екранами	сидячи	01-18.211	600	600	750	51-18.211
			900		стоячи	01-18.212			900	51-18.212
	1200	1200	750	Внутрішній з екранами	сидячи	01-18.221	900	900	750	51-18.221
			900		стоячи	01-18.222			900	51-18.222
3. Нержавіюча сталь	750	750	750	Зовнішній з екранами	сидячи	01-18.311	600	600	750	51-18.311
			900		стоячи	01-18.312			900	51-18.312
	1200	1200	750	Внутрішній з екранами	сидячи	01-18.321	900	900	750	51-18.321
			900		стоячи	01-18.322			900	51-18.322
4. Полімерний композит Durcon	750	750	750	Зовнішній з екранами	сидячи	01-18.411	600	600	750	51-18.411
			900		стоячи	01-18.412			900	51-18.412
	1200	1200	750	Внутрішній з екранами	сидячи	01-18.421	900	900	750	51-18.421
			900		стоячи	01-18.422			900	51-18.422
5. Хімічно стійкий HPL пластик	750	750	750	Зовнішній з екранами	сидячи	01-18.511	600	600	750	51-18.511
			900		стоячи	01-18.512			900	51-18.512
	1200	1200	750	Внутрішній з екранами	сидячи	01-18.521	900	900	750	51-18.521
			900		стоячи	01-18.522			900	51-18.522
6. Штучний кварцовий камінь	750	750	750	Зовнішній з екранами	сидячи	01-18.611	600	600	750	51-18.611
			900		стоячи	01-18.612			900	51-18.612
	1200	1200	750	Внутрішній з екранами	сидячи	01-18.621	900	900	750	51-18.621
			900		стоячи	01-18.622			900	51-18.622
7. Керамограніт 800x800	750	750	750	Зовнішній з екранами	сидячи	01-18.711	600	600	750	51-18.711
			900		стоячи	01-18.712			900	51-18.712
	1200	1200	750	Внутрішній з екранами	сидячи	01-18.721	900	900	750	51-18.721
			900		стоячи	01-18.722			900	51-18.722
1. Ламінат високого тиску	750	750	750	Зовнішній без екранів	сидячи	101-18.111	600	600	750	151-18.111
			900		стоячи	101-18.112			900	151-18.112
	1200	1200	750	Внутрішній без екранів	сидячи	101-18.121	900	900	750	151-18.121
			900		стоячи	101-18.122			900	151-18.122
2. Керамограніт 300x300	750	750	750	Зовнішній без екранів	сидячи	101-18.211	600	600	750	151-18.211
			900		стоячи	101-18.212			900	151-18.212
	1200	1200	750	Внутрішній без екранів	сидячи	101-18.221	900	900	750	151-18.221
			900		стоячи	101-18.222			900	151-18.222
3. Нержавіюча сталь	750	750	750	Зовнішній без екранів	сидячи	101-18.311	600	600	750	151-18.311
			900		стоячи	101-18.312			900	151-18.312
	1200	1200	750	Внутрішній без екранів	сидячи	101-18.321	900	900	750	151-18.321
			900		стоячи	101-18.322			900	151-18.322
4. Полімерний композит Durcon	750	750	750	Зовнішній без екранів	сидячи	101-18.411	600	600	750	151-18.411
			900		стоячи	101-18.412			900	151-18.412
	1200	1200	750	Внутрішній без екранів	сидячи	101-18.421	900	900	750	151-18.421
			900		стоячи	101-18.422			900	151-18.422
5. Хімічно стійкий HPL пластик	750	750	750	Зовнішній без екранів	сидячи	101-18.511	600	600	750	151-18.511
			900		стоячи	101-18.512			900	151-18.512
	1200	1200	750	Внутрішній без екранів	сидячи	101-18.521	900	900	750	151-18.521
			900		стоячи	101-18.522			900	151-18.522
6. Штучний кварцовий камінь	750	750	750	Зовнішній без екранів	сидячи	101-18.611	600	600	750	151-18.611
			900		стоячи	101-18.612			900	151-18.612
	1200	1200	750	Внутрішній без екранів	сидячи	101-18.621	900	900	750	151-18.621
			900		стоячи	101-18.622			900	151-18.622
7. Керамограніт 800x800	750	750	750	Зовнішній без екранів	сидячи	101-18.711	600	600	750	151-18.711
			900		стоячи	101-18.712			900	151-18.712
	1200	1200	750	Внутрішній без екранів	сидячи	101-18.721	900	900	750	151-18.721
			900		стоячи	101-18.722			900	151-18.722